

wolfram.dental



2024 Version 1

KUNSTSTOFFZÄHNE & Kommissionslager



Modulares Zahnladensystem:

Größe Ihrer Kommission nach Verbrauch dimensioniert
jederzeit nach Ihren Bedürfnissen individualisierbar

Zahnsorten für jede klinische Anwendung:

wählen Sie Ihre Zahnsorte und Lieblingsformen selbst:
glatt, charakterisiert, anatomisch, technisch, ...
Frei gestaltbar nach Ihren Anforderungen an
Farbe, Form, Preisklasse, Härtegrad

Betreuungsintervall nach Vereinbarung:

unsere Außendienstmitarbeiter servieren Ihr Lager

Restzahnrückgabe (Major PLUS & Super LUX) möglich:

angebrochene Garnituren werden zurückgenommen
die Restzähne werden Ihnen gutgeschrieben



Vorteile:

keine Erstinvestition
keine laufenden Fixkosten
keine Lagerhaltungsspesen
kein Mindestverbrauch
Formenkarten gratis
Farbschlüssel gratis

Kompetente Auftragsbearbeitung:

schnelle Lieferung
Lager und Auslieferung aus Österreich
Ihr Spezialist für Zähne - seit 1972



MAJOR PLUS COMP + Ästhetische Facetten COMP

Mehrschicht-Zahn/Facetten mit Schneide aus Komposit.
Dentin und Hals aus PMMA um eine perfekte chemische Verbindung zur Kunststoffbasis zu garantieren.

Formen: 10 OK, 4 UK Front-, 6 A, 6 T, 6 WFA Backenzahngarnituren
Farben: A1-D4 (mit Ausnahme von B1) + 1 Bleaching-Farbe ,1M'

MAJOR PLUS

Mehrschicht-Kunststoffzahn entwickelt nach den höchsten funktionellen und ästhetischen Standards der modernen Zahnprothetik.
Hergestellt aus PMMA und in 4 Polymerisationschritten gehärtet.

Formen: 48 Front-, 32 Backenzahngarnituren
Farben: A1-D4



MAJOR SUPER LUX

Mehrschicht-Kunststoffzahn mit Sondercharakterisierung.
Raffiniert natürliche Ästhetik bei funktioneller Gestaltung der Backenzähne.
Für alle Aufstellmethoden geeignet.

Formen: 31 Front-, 24 Backenzahngarnituren
Farben: A1-D4 sowie 1A-6D

MAJOR DENT

Mehrschicht-Kunststoffzahn mit sehr hoher Härte und Abrasionsfestigkeit.
Anwendungsgebiet: Total-, Teil- und skelettierte Prothesen

Formen: 36 Front-, 20 Backenzahngarnituren
Farben: A1-D4 (mit Ausnahme von B1)



MAJOR BAMBINO TOOTH

Mehrschicht-Kunststoffzahn für Prothesen in der Kinderzahnheilkunde.

Formen: 2 Front-, 2 Backenzahngarnituren
Farben: 59 milchig-weiß, 61 strohig-gelb

MAJOR MIX 300



Artikel

Einheit

Preis netto

E9000

1 Alginatmischer Major Mix 300

€ 1.500,00

AKTION

-20% 1.200,00

Alginatmischer:

In weniger als 10 Sekunden zum
perfekten Mischergebnis:
keine Blasen und feinste Viskosität



ALGINAT



Eigenschaften:

- Ausgesprochen hohe Dimensionsstabilität und Widerstandsfähigkeit bei Abdrucknahme
- Hohe Reißfestigkeit bei angenehmer Viskosität
- Sehr gute Verträglichkeit mit Dentalgips
- Schnell und langsam abbindende Varianten
- Verschiedene Geschmacksrichtungen
- Kompatibel mit Alginatmischern und -zentrifugen
- Staubfrei: für sicheres und hygienisches Arbeiten
- Schnelles Aufsaugen des Pulvers mit Wasser (dadurch vereinfachtes Anmischen einer homogenen und plastischen Abdruckmasse)
- Ausgießen des Modells: bis 5 Tage nach Abdrucknahme (bei korrekter Aufbewahrung in hermetisch geschlossenen Behältnissen)
- Frei von Cadmium und Blei: hypo-allergen
- Ausgezeichnete Biokompatibilität
- Haltbarkeit: 6 Jahre



2 Messbecher
Pulver (19g)



2 Messbecher
Wasser (40ml)

Die angeführten Zeiten beziehen sich auf eine Mischung per Hand, bei Raumtemperatur (~23°C) und unter Verwendung von dest. Wasser.

1 Beutel à 453g € 8,50

ab 3 Beutel **-5%** 8,08

ab 6 Beutel **-10%** 7,65

ab 12 Beutel **-15%** 7,23

ab 24 Beutel **-20%** 6,80

ALGUNIUX

A7000

Aroma: Minze

Aushärtezeit: 3'00"



anmischen



35"

verarbeiten



65" (1'40" *)

**aushärten
(im Mund)**



80" (3'00" *)

Hochpräzisionsalginate mit längerer Verarbeitungszeit. Optimal für den Gebrauch mit Alginatezentrifugen.

ALGINPLUS

A6000

Aroma: Früchte

Aushärtezeit: 2'00"



35"
pink



45" (1'20" *)
orange



40" (2'00" *)
gelb

Alginate mit Farbindikator zur Kontrolle der verschiedenen Verarbeitungsschritte.

ALGINMAX


A2000

Aroma: Vanille/Minze

Aushärtezeit: 2'00"



35"
violett



45" (1'20" *)
pink



40" (2'00" *)
blau

Alginate mit Farbindikator zur Kontrolle der verschiedenen Verarbeitungsschritte.

ALGINMAJOR

A1000

Aroma: Orange

Aushärtezeit: 2'00"



35"



45" (1'20" *)



40" (2'00" *)

Unser Bestseller: der Klassiker ohne Farbindikator.

ALGINKID

A3000

Aroma: Orange/Zuckerl

Aushärtezeit: 1'50"



35"



35" (1'10" *)



40" (1'50" *)

Orthodontisches Alginate mit schneller Abbindezeit. Optimiert für den Komfort junger Patienten.

ORMAMAX LIGHT



Präzisionsmaterial für die Korrekturabformung, kondensationsvernetzend mit niedriger Konsistenz (**düninfließend**).

Die spezifische Zusammensetzung garantiert eine optimale Fließfähigkeit für die intraorale Anwendung.

Die ausgezeichnete Hydro-Kompatibilität und die Konsistenz des Produktes erlauben eine perfekte Wiedergabe der Details in jeder klinischen Situation.

Artikel	Einheit	Preis netto
M2010	1 Tube à 150mL	€ 16,50
	ab 3 Tuben	-10% 14,85
	ab 5 Tuben	-20% 13,20

ORMAMAX REGULAR



Präzisionsmaterial für die Korrekturabformung, kondensationsvernetzend mit mittlerer Konsistenz (**normalfließend**).

Die spezifische Zusammensetzung garantiert eine optimale Fließfähigkeit für die intraorale Anwendung.

Die ausgezeichnete Hydro-Kompatibilität und die Konsistenz des Produktes erlauben eine perfekte Wiedergabe der Details in jeder klinischen Situation.

Artikel	Einheit	Preis netto
M2000	1 Tube à 150mL	€ 16,50
	ab 3 Tuben	-10% 14,85
	ab 5 Tuben	-20% 13,20

ORMADENT PUTTY



Knetbare Präzisionsabformmasse im Mund mit sehr hoher Konsistenz, kondensationsvernetzend.

Die chemische Zusammensetzung mit rundkörniger Füllung auf Siliziumbasis garantiert eine außergewöhnliche Fließfähigkeit und eine perfekte End-Dimensionsstabilität - eine ideale Lösung für jede Anwendetechnik.

Artikel	Einheit	Preis netto
M1000	1 Pkg. à 1.5kg	€ 35,00
	ab 3 Pkg.	-10% 31,50
	ab 5 Pkg.	-20% 28,00

PASTENHÄRTER / ORMAKTIVATOR



Aktivator/**Pastenhärter** für kondensationsvernetzende Silikonmassen. Tube à 60mL.

Artikel	Einheit	Preis netto
M1094	1 Tube à 60mL	€ 15,00
	ab 3 Tuben	-10% 13,50
	ab 5 Tuben	-20% 12,00

ORMAPLUS LV FAST



inkl. 12 Mischkanülen

Artikel	Einheit	Preis netto
M3000	1 Pkg. à 2 Kartuschen à 50mL	€ 46,50
	ab 3 Pkg.	-10% 41,85
	ab 5 Pkg.	-20% 37,20

Dünnfließendes, additionsvernetzendes Präzisionsabformmaterial.
Abbindezeit: 2'30"

Die kurze Abbindezeit erhöht den Komfort für den Patienten.
Erlaubt die Abdrucknahme mit hoher Präzision bei vorhandenem Speichel.
Aufgrund der hohen Reißfestigkeit wird die Reproduktion der Interdentalzonen bei der Entnahme des Abdruckes aus dem Mund oder beim Ausgießen des Modells nicht beschädigt.

ORMAPLUS PUTTY FAST



Artikel	Einheit	Preis netto
M3035	1 Pkg. à 2 Dosen à 300mL	€ 43,50
	ab 3 Pkg.	-10% 39,15
	ab 5 Pkg.	-20% 34,80

Knetbares, additionsvernetzendes Präzisionsabformmaterial zur Verwendung im Mund.
Abbindezeit: 4'00"
Reduzierte Endhärte - 60 Shore-A

Garantiert die maximale Präzision in der Detailwiedergabe,
sowie eine perfekte chemische Haftung mit dem Zweitabdruck.

ABDRUCKLÖFFEL

Artikel	Einheit	Preis netto
S120X	1 Pkg. à 10 Stück	€ 9,50
	ab 10 Pkg. à 10 Stk. (auch gemischte Auswahl)	-20% 7,60

Die Abdrucklöffel sind unter Hitzeinfluss verformbar
und können somit leicht individuell angepasst werden.

S120LO

Large OK
gelb



S120MO

Medium OK
blau



S120SO

Small OK
orange



S120LU

Large UK
gelb



S120MU

Med. UK
blau



S120SU

Small UK
orange



S120PB

Halb links
grün



S120PA

Halb rechts
grün



S120P1

Teilabdruck OK
rosa



S120P2

Teilabdruck UK
rosa



SOFTBASE



Artikel	Einheit	Preis netto
73810	Komplettpackung, jeweils 1 Einheit	€ 138,90
93810	Basimaterial in 50mL Kartusche	€ 56,00
13860	Haftvermittler, 4mL	€ 48,00
13850	Glanzlack A+B, 2 x 5mL	€ 44,50

Weichbleibendes Unterfütterungsmaterial
zur direkten und indirekten Anwendung.
Kann einfach mit Skalpell und Fräse bearbeitet werden.

Vorteile:

- dauerhaft elastisch
- monomerfrei
- hypoallergen
- entwickelt keine Wärme

Direkte Unterfütterung:

In der Praxis, auf instabilen Prothesen um Haltbarkeit und Stabilität zu erhöhen.

Indirekte Unterfütterung:

Im Labor, mit Hilfe von normalen Unterfütterungsgeräten für Prothesen.

ORMA DUPLO 22



Artikel	Einheit	Preis netto
M3090	Orma Duplo 22, 2x 1 kg	€ 100,00
AKTION		-10% 90,72
M3096	Orma Duplo 22, 2x 6 kg	€ 480,00
AKTION		-20% 384,00

Additionsvernetzende Dubliermasse
für die Anwendung im Labor.
Härte: 22 Shore-A

Verarbeitungszeit: 3 min
Abbindezeit: 12 min

MAJOR BASE



Heißpolymerisierender Kunststoff für die Zahnprothetik auf PMMA-Basis. Pulver und Flüssigkeit.

Farben: I,IV,M,MV

Artikel	Einheit	Preis netto
---------	---------	-------------

20202X	Kunststoff, 500g	€ 38,80
---------------	------------------	---------

20204	Monomer, 500mL	€ 28,20
--------------	----------------	---------

20200X	BASE Intro Set, 100g + 100mL	€ 22,80
---------------	------------------------------	---------

AKTION	2 x 500g + 1 x 500mL 1 x Monomer 500mL	€ 105,80 GRATIS
---------------	---	---------------------------

MAJOR REPAIR



Kaltpolymerisierender Kunststoff für die Zahnprothetik auf PMMA-Basis. Pulver und Flüssigkeit.

Für Reparaturen und Unterfütterungen von Prothesen.

Farben: I,IV,M,MV

Artikel	Einheit	Preis netto
---------	---------	-------------

21302X	Kunststoff, 500g	€ 53,30
---------------	------------------	---------

21304	Monomer, 500mL	€ 33,30
--------------	----------------	---------

21300X	REPAIR Intro Set, 100g + 100mL	€ 28,10
---------------	--------------------------------	---------

AKTION	2 x 500g + 1 x 500mL 1 x Monomer 500mL	€ 139,90 GRATIS
---------------	---	---------------------------

AF LINK D



Autopolymerisierender Kunststoff für Kronen und Brückenarbeiten auf PMMA-Basis. Pulver und Flüssigkeit.

Artikel	Einheit	Preis netto
---------	---------	-------------

B4510-L	AF LINK D Light, 100g	€ 73,50
----------------	-----------------------	---------

B4510-M	AF LINK D Medium, 100g	€ 73,50
----------------	------------------------	---------

B4510-D	AF LINK D Dark, 100g	€ 73,50
----------------	----------------------	---------

B4520	AF LINK D Incisal Clear, 100g	€ 73,50
--------------	-------------------------------	---------

B4530	Liquid, 100mL	€ 58,50
--------------	---------------	---------

AKTION	je 1x, statt 352,50	-20% 282,00
---------------	--------------------------------	--------------------

Farben	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Major AF Link D	L	M	M	D	D	L	M	D	D	M	D	D	M	D	D

ORMALAB 95



M9520
OrmaLAB 95
5.0kg + 2 x Pastenhärter à 60mL



Artikel	Abnahme	Menge	Preis/kg	€/VE netto
● M9520	1 x 5.0kg	5kg	18,00	€ 90,00
	2 x 5.0kg	10kg	17,10	-5% 85,50
● M8520	4 x 5.0kg	20kg	16,20	-10% 81,00
	8 x 5.0kg	40kg	15,30	-15% 76,50
● M7520	20 x 5.0kg	100kg	14,40	-20% 72,00

ORMALAB 85



M8520
OrmaLAB 85
5.0kg + 2 x Pastenhärter à 60mL



Abformmasse für das Labor auf Polysiloxan Basis, kondensationsvernetzend.
Ausschließlich für die extraorale Anwendung bestimmt.

Eigenschaften:

- Härte (nach 24 Std.): 75, 85 bzw. 95 Shore-A
- sehr gute Verträglichkeit mit kaltpolymerisierenden Acrylkunststoffen
- sehr exakte Detailwiedergabe
- keine Verformungen
- hohe Kompressions- und Risswiderstandsfähigkeit

Anwendungsbereiche:

- Schlüssel für Fix-, Teil- und Totalprothesen, sowie prothetische Provisorien
- Reparaturen von Prothesen
- CAD

ORMALAB 75



M7520
OrmaLAB 75
5.0kg + 2 x Pastenhärter à 60mL

**M1094**

Pastenhärter/Ormaktivator
Tube à 60mL auch separat erhältlich:
siehe Seite 6

ORMAPLUS LAB 90



M4005

OrmaPlusLAB 90
2.5kg + 2.5kg

M4010

OrmaPlusLAB 90
5.0kg + 5.0kg

Artikel	Abnahme	Menge	Preis/kg	€/VE netto
---------	---------	-------	----------	------------

2.5kg Base + 2.5kg Katalysator	M4005	1 x 2.5 + 2.5kg	5kg	21,00	€ 105,00
		2 x 2.5 + 2.5kg	10kg	19,95	-5% 99,75
		4 x 2.5 + 2.5kg	20kg	18,90	-10% 94,50
		8 x 2.5 + 2.5kg	40kg	17,85	-15% 89,25
		20 x 2.5 + 2.5kg	100kg	16,80	-20% 84,00

Artikel	Abnahme	Menge	Preis/kg	€/VE netto
---------	---------	-------	----------	------------

5.0kg Base + 5.0kg Katalysator	M4010	1 x 5.0 + 5.0kg	10kg	19,00	€ 190,00
		2 x 5.0 + 5.0kg	20kg	18,05	-5% 180,50
	M4310	4 x 5.0 + 5.0kg	40kg	17,10	-10% 171,00
		8 x 5.0 + 5.0kg	80kg	16,15	-15% 161,50
		10 x 5.0 + 5.0kg	100kg	15,20	-20% 152,00

ORMAPLUS LAB 70



M4310

OrmaPlusLAB 70
5.0kg + 5.0kg

Additionsvernetzende Abformmasse für das Labor auf Vinylpolysiloxanbasis.

Eigenschaften:

- Härte (nach 24h): 70 bzw. 90 Shore-A
- Abbindezeit (bei 23°C): 4'30"
- Rückstellung der Verformung: 99,5%
- Mischverhältnis: 1:1
- lineare Maßänderung: -0,05%
- sehr gute Verträglichkeit mit heiß- und kaltpolymerisierenden Acrylkunststoffen
- sehr hohe Temperaturbeständigkeit ohne Dimensionsveränderung
- sehr exakte Detailwiedergabe

Anwendungsgebiete:

- Schlüssel für Fix-, Teil- und Totalprothesen sowie prothetische Provisorien
- Dublierungen
- Reparaturen von Prothesen
- CAD

ZAHNFLEISCHMASKENSILIKON



Artikel

Einheit

Preis netto

100634

1 x 50mL + 6 Mischkanülen

€ 24,98

03450

Mischkanülen, 100 Stk.

€ 49,98

Zahnfleischmaskensilikon fräsbar und scanfähig
Standardfarbe: Rosa - 90 Shore A

Vorteile:

- keine Isolierung nötig bei Polyetherabdruck
- fräsbar
- scanbar
- kein Pudern mehr nötig
- bestens bearbeitbar direkt mit Skalpell und Fräse
- glatte Oberfläche ohne auszufransen

LÖFFELPLATTEN ROSA



Löffelplatten rosa, 2,2mm

Für eine einfachere Herstellung individueller Abform- und Funktionslöffel.

Vorteile:

- sauberes und schnelles Arbeiten
- schnelles Weiterarbeiten

Artikel

Einheit

Preis netto

100121

1 Pkg. à 50 Stk.

€ 49,98

MODELLO PLATTENWACHS



Plattenwachs rosa, 500g

Modellierwachs für die gesamte Kunststoffprothetik.

Vorteile:

- gute Modelliereigenschaft
- hohe Bruchfestigkeit

Artikel

Einheit

Preis netto

73960

1 Pkg. à 500g

€ 10,00

ab 5 Pkg. **-5%** 9,50ab 10 Pkg. **-10%** 9,00ab 20 Pkg. **-20%** 8,00

160

2 x 50mL + 10 Mischkanülen

€ 29,98

01955

Mischkanülen, 100 Stk.


€ 50,58



Umspritzen Sie die Zähne mit dem Silikon und Sie schaffen es die Kunststoffprothese ohne polieren auszubetten.

Vorteile:

- entwickelt für das Prothesenpressverfahren
- Zähne klicken regelrecht rein
- kein Sekundenkleber mehr nötig
- Sie sparen Zeit beim Ausbetten
- Zeitersparnis: mind. 30 Minuten
- Anwendungskosten: ca. 1,50 EUR pro Kiefer



DIAFRESH PFLEGESPRAY

74100

1 x 75mL Sprühflasche

€ 10,00

AKTION5 x 75mL Sprühflasche
1 x 75mL Sprühflasche€ 50,00
GRATIS

Pflegespray für Zahnprothesen & Zahnsparngen

Verleiht der Arbeit Hochglanz und einen bekömmlichen Geschmack für sofortiges, angenehmes Tragegefühl.
Entfernt Monomerreste aus der Oberfläche von Kunststoffen.
Erhöht die Haftung bei vollprothetischen Arbeiten durch verstärkten Speichelfluss.

5+1

DIASOL OKKLUSIONSSPRAY

74111

1 x 75mL Sprühflasche


€ 10,00

AKTION5 x 75mL Sprühflasche
1 x 75mL Sprühflasche€ 50,00
GRATIS

Okklusionsspray hellgrün

Mikropulverisierter Markierungsspray zur Sichtbarmachung von Kontaktpunkten und -flächen.
Spray auf Pulverbasis wird auf die Okklusionspunkte der zu untersuchenden Stellen aufgesprüht, wobei die besprühte Stelle mit einer feinen Pigmentschicht überzogen wird. Der Farbpigmentfilm ist mit Wasser rückstandsfrei und leicht zu entfernen.

5+1






ORTHOPÄDISCHE Produkte



DEHNSCHRAUBEN






teleskopgeführt

						activation turns	Artikel	Einheit	Preis netto
--	--	--	--	--	--	------------------	---------	---------	-------------



	11 mm	4 mm	1,5 mm	0,8 mm	7	35	A2620-07	1 Stk.	€ 27,80
							AKTION		-10% 26,82
	14 mm	4 mm	1,5 mm	0,8 mm	10	50	A2620-10	1 Stk.	€ 27,80
							AKTION		-10% 26,82
	16 mm	4 mm	1,5 mm	0,8 mm	12	60	A2620-12	1 Stk.	€ 27,80
							AKTION		-10% 26,82

DEHNSCHRAUBEN


						activation turns	Artikel	Einheit	Preis netto
---	---	---	---	---	---	------------------	---------	---------	-------------

	11 mm	4 mm	1,5 mm	0,8 mm	8	35	A0620-08	1 Stk.	€ 27,80
							AKTION		-10% 25,02
	14 mm	4 mm	1,5 mm	0,8 mm	9	40	A0620-09	1 Stk.	€ 27,80
							AKTION		-10% 25,02
	16 mm	4 mm	1,5 mm	0,8 mm	11	50	A0620-11	1 Stk.	€ 27,80
							AKTION		-10% 25,02
	18 mm	4 mm	1,5 mm	0,8 mm	13	60	A0620-13	1 Stk.	€ 27,80
							AKTION		-10% 25,02
	20 mm	4 mm	1,5 mm	0,8 mm	15	70	A0620-15	1 Stk.	€ 27,80
							AKTION		-10% 25,02

STANDARD DEHNSCHRAUBEN




0,8 mm 7 mm




0,8 mm 9 mm

Artikel	Einheit	Preis netto
A0805-11	10 Stk. €	30,00 -10% 27,00
A0805-95	100 Stk. €	261,60 -10% 235,44
A0805-14	10 Stk. €	30,00 -10% 27,00
A0805-96	100 Stk. €	261,60 -10% 235,44

MEDIUM DEHNSCHRAUBEN




0,8 mm 7 mm




0,8 mm 9 mm

Artikel	Einheit	Preis netto
A0803-11	10 Stk. €	30,00 -10% 27,00
A0803-95	100 Stk. €	261,60 -10% 235,44
A0803-14	10 Stk. €	30,00 -10% 27,00
A0803-96	100 Stk. €	261,60 -10% 235,44

MINI DEHNSCHRAUBEN




0,7 mm 6 mm



0,7 mm 8 mm

Artikel	Einheit	Preis netto
A0800-10	10 Stk. €	30,00 -10% 27,00
A0800-95	100 Stk. €	261,60 -10% 235,44
A0800-12	10 Stk. €	30,00 -10% 27,00
A0800-96	100 Stk. €	261,60 -10% 235,44

SUPER MIKRO DEHNSCHRAUBEN




0,7 mm 6 mm

Artikel	Einheit	Preis netto
A0890-11	10 Stk. €	60,20 -10% 54,18
A0890-95	100 Stk. €	526,20 -10% 473,58

DREISEKTORENSCHRAUBEN


3 Aktivierungspunkte



← 14 mm →




0,4 mm



Artikel Einheit Preis netto

A0930-14 1 Stk. € 24,20 **-10%** 21,78


A0930-93 5 Stk. € 114,20 **-10%** 102,78



← 16 mm →



0,4 mm




A0930-16 1 Stk. € 24,20 **-10%** 21,78

A0930-94 5 Stk. € 114,20 **-10%** 102,78

DREISEKTORENSCHRAUBEN


2 Aktivierungspunkte



← 14 mm →



0,4 mm
protrusive




Artikel Einheit Preis netto

A0931-14 1 Stk. € 24,20 **-10%** 21,78

A0931-93 5 Stk. € 114,20 **-10%** 102,78


0,8 mm
transversal



← 16 mm →



0,4 mm
protrusive





A0931-16 1 Stk. € 24,20 **-10%** 21,78

A0931-94 5 Stk. € 114,20 **-10%** 102,78

0,8 mm
transversal

DREISEKTORENSCHRAUBEN UK


2 Aktivierungspunkte



← 13 mm →



0,4 mm
protrusive



Artikel Einheit Preis netto

A0932-13 1 Stk. € 24,20 **-10%** 21,78

A0932-93 5 Stk. € 114,20 **-10%** 102,78

0,8 mm
transversal

FEDERHARTER DRAHT



Federharter Draht auf der Rolle aus Chrom-Edelstahl-Legierung.

Artikel	Ø	m	Preis netto		
C0400-05	0,5	50	€ 24,00	-10%	21,60
C0400-06	0,6	40	€ 24,00	-10%	21,60
C0400-07	0,7	25	€ 24,00	-10%	21,60
C0400-08	0,8	20	€ 24,00	-10%	21,60
C0400-09	0,9	10	€ 24,00	-10%	21,60
C0400-10	1,0	10	€ 24,00	-10%	21,60
C0400-11	1,1	10	€ 24,00	-10%	21,60
C0400-12	1,2	10	€ 24,00	-10%	21,60
C0400-13	1,3	10	€ 24,00	-10%	21,60
C0400-14	1,4	8	€ 24,00	-10%	21,60

CHROM-KOBALT DRAHT



Chrom-Kobalt Draht, 70g auf der Rolle.

Artikel	Ø	m	Preis netto		
C0410-06	0,6	30	€ 91,40	-10%	82,26
C0410-07	0,7	22	€ 91,40	-10%	82,26
C0410-08	0,8	17	€ 91,40	-10%	82,26
C0410-09	0,9	13	€ 91,40	-10%	82,26
C0410-10	1,0	11	€ 91,40	-10%	82,26
C0410-11	1,1	9	€ 91,40	-10%	82,26
C0410-12	1,2	8	€ 91,40	-10%	82,26
C0410-13	1,3	6	€ 91,40	-10%	82,26

ADAMSKLAMMERN



Federharte Adamsklammern.
Drahtdurchmesser: 0,7mm

Artikel	Einheit	Preis netto	
C0580-07	7,0 10 Stk.	€ 6,20	-10% 5,58
C0580-08	8,0 10 Stk.	€ 6,20	-10% 5,58
C0580-09	9,0 10 Stk.	€ 6,20	-10% 5,58
C0580-10	10,0 10 Stk.	€ 6,20	-10% 5,58
C0580-11	11,0 10 Stk.	€ 6,20	-10% 5,58
C0580-12	12,0 10 Stk.	€ 6,20	-10% 5,58

KNOPFANKER



Knopfanker aus Edelstahl
Verschiedene Drahtdurchmesser erhältlich.

Artikel	Ø	Einheit	Preis netto
C1610-17	0,7	100 Stk.	€ 56,40 -10% 50,76
C1610-18	0,8	100 Stk.	€ 56,40 -10% 50,76
C1610-19	0,9	100 Stk.	€ 56,40 -10% 50,76

LOTE



KFO Lot auf der Rolle, 10g
Rund, oder in Streifen erhältlich.
Cadmiumfrei, Silberanteil: 55%
Schmelzbereich: 630°C-660°C

Artikel	Ø	Preis netto
R0222-00	0,4 rund	€ 44,60
R0223-00	0,5 in Streifen	€ 44,60

FLUX



Flux für Lote R0222-00 und R0223-00
Verkaufseinheit: 30g

Artikel	Einheit	Preis netto
R0226-00	30g	€ 17,20

LEOCRYL



Farbe		250mL	Preis netto	500mL	Preis netto
Rot	D	R6124-00	€ 29,00	R6134-00	€ 57,40
Violett	E	R6125-00	€ 29,00	R6135-00	€ 57,40
Gelb	H	R6128-00	€ 29,00	R6138-00	€ 57,40
Grün	I	R6129-00	€ 29,00	R6139-00	€ 57,40
Türkis	L	R6130-00	€ 29,00	R6140-00	€ 57,40
Blau	M	R6131-00	€ 29,00	R6141-00	€ 57,40

Farbe		500mL	Preis netto	1000mL	Preis netto
Klar	A	R6122-00	€ 40,00	R6142-02	€ 56,40
Hellrosa	B	R6123-00	€ 40,00	R6143-02	€ 56,40

LEOCRYL PULVER



Pulver für Leocryl Liquid, 1 kg
Sowohl für die Sprüh-, als auch die Teigmethode geeignet.

Artikel	Einheit	Preis netto
R6032-00	1 kg	€ 102,00

KLEBEWACHS



Klebewachs mit hoher Klebekraft
zur Fixierung von Schrauben, Drähten, etc.
Packung à 100g.

Artikel	Einheit	Preis netto
R3713-00	100g	€ 22,20

TIEFZIEHFOLIEN



Tiefziehfolien

kompatibel mit den Tiefziehgeräten von Erkodent, Scheu Dental, Dreve Dentamid, ...



Artikel Ø Stück Dicke ↑ ↓ Preis netto

R7001-08 120mm 25 0,8mm 25" 60" € 28,00

R7001-10 120mm 25 1,0mm 30" 60" € 28,00


R7001-15 120mm 15 1,5mm 35" 120" € 24,80

R7002-08 125mm 25 0,8mm 25" 60" € 28,00

R7002-10 125mm 25 1,0mm 30" 60" € 28,00

R7002-15 125mm 15 1,5mm 35" 120" € 24,80

Formbar bei 120-160°C



KFO BOXEN



KFO Boxen

hergestellt aus unzerbrechlichem Plastik.

Ungiftig und BPA-frei.

Mit integrierter Halterung für den Aktivierungsschlüssel.

Erhältlich in 6 verschiedenen Farben.

Farbkombinationen bei Staffelpreisen möglich.


Artikel Einheit Farbe

A3039-93 10 Stk.  weiß

A3039-93A 10 Stk.  blau

A3039-93E 10 Stk.  orange

A3039-93G 10 Stk.  gelb

A3039-93S 10 Stk.  rosa

A3039-93V 10 Stk.  grün


Preis pro Stk. netto

10 Stk. € 1,50

ab 50 Stk. **-10%** 1,35

ab 100 Stk. **-20%** 1,20

ab 200 Stk. **-30%** 1,05



ROTIERENDE Instrumente

Finieren und Polieren mit System
Polieren für höchste Oberflächengüte und optimale Arbeitsleistung
beim Konturieren, Finieren und Hochglanz-Polieren.

Durch die optimal abgestimmten Polier Stufen,
immer perfekte Ergebnisse beim Polieren von Keramikmaterialien,
Edelmetall-Legierungen, Gold, EMR-Legierungen, Kompositen und Kunststoffen.

Poliersysteme für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe.

EXA TECHNIQUE GRÜN**3 - Stufen Poliersystem**

1. Stufe = Grün: Grobe Körnung

Silikonpolierer zum Finieren und Konturieren.
Entfernt Kratzer und glättet die Materialoberfläche.
Geeignet auch für Korrektur weichbleibender Kunststoffe.

Artikel	Einheit	Preis netto
---------	---------	-------------

0674HP-6	6 Stk.	€ 18,20
-----------------	--------	---------

0676HP-6	6 Stk.	€ 18,20
-----------------	--------	---------

EXA TECHNIQUE GRAU**3 - Stufen Poliersystem**

2. Stufe = Grau: Mittlere Körnung

Silikon-Polierer zum Glätten und Verdichten der Materialoberflächen.
Erzeugt einen leichten Glanz.
Zur Vorbereitung auf die Hochglanz-Politur.

Artikel	Einheit	Preis netto
---------	---------	-------------

0664HP-6	6 Stk.	€ 18,20
-----------------	--------	---------

0666HP-6	6 Stk.	€ 18,20
-----------------	--------	---------

EXA TECHNIQUE GELB**3 - Stufen Poliersystem**

3. Stufe = Gelb: Feine Körnung

Silikon-Polierer zur optimalen Glättung und Verdichtung
der Materialoberfläche. Erzeugt einen Hochglanz ohne Polierpaste.

Artikel	Einheit	Preis netto
---------	---------	-------------

0654HP-6	6 Stk.	€ 18,20
-----------------	--------	---------

0656HP-6	6 Stk.	€ 18,20
-----------------	--------	---------

ACRYLPOLIERER DUNKELBLAU**2 - Stufen Poliersystem**

1. Stufe = Dunkelblau: Grobe Körnung - zum Vorschleifen

Korrekturen an palatinalen und lingualen Stellen der Prothese können
schnell und ohne Einsatz von HM-Fräsern durchgeführt werden.
Polierer mit höchsten Standzeiten.

Artikel	Einheit	Preis netto
---------	---------	-------------

0634HP-6	6 Stk.	€ 21,50
-----------------	--------	---------

0636HP-6	6 Stk.	€ 21,50
-----------------	--------	---------

ACRYLPOLIERER HELLBLAU**2 - Stufen Poliersystem**

2. Stufe = Hellblau: Mittlere Körnung - zum Glätten

Korrekturen an palatinalen und lingualen Stellen der Prothese können
schnell und ohne Einsatz von HM-Fräsern durchgeführt werden.
Polierer mit höchsten Standzeiten.

Artikel	Einheit	Preis netto
---------	---------	-------------

0644HP-6	6 Stk.	€ 21,50
-----------------	--------	---------

0646HP-6	6 Stk.	€ 21,50
-----------------	--------	---------



edenta | 

Hartmetallinstrumente für präzise Arbeitsergebnisse.

Für optimalen Materialabtrag und hohe Oberflächengüte auf allen Werkstoffen.

Hohe Standzeit und Schneideleistung beim Bearbeiten von Gips, Kunststoff, Metall, Edelmetall, Titan oder Keramik durch die optimal abgestimmten Verzahnungen und Fräsformen.

Besondere Wirtschaftlichkeit gewährleisten die speziell entwickelten Schneiden mit Hinterschliff aus hochwertiger HIP-Hartmetall-Legierung.

HARTMETALLFRÄSER - SCHLIFF 10

10



Kreuzverzahnung standard

1



Zur Bearbeitung von NEM- und Modellgusslegierungen und zum Grobabtragen aller Dentalmaterialien ohne die Oberfläche aufzureißen.

55 verschiedene Formen im Edenta Katalog.

HARTMETALLFRÄSER - SCHLIFF 20

20



Kreuzverzahnung fein

1



Für alle Dentalmaterialien geeignet. Glättet die Oberfläche und ermöglicht ein gezieltes Ausarbeiten jeder Struktur.

35 verschiedene Formen im Edenta Katalog.

HARTMETALLFRÄSER - SCHLIFF 50

50



Kreuzverzahnung grob




1



Zum aggressiven Abtragen aller Kunststoffe auch für Löffelmaterialien und zur Bearbeitung von Gips.

9 verschiedene Formen im Edenta Katalog.



ZIRKONE & Keramiken

kuraray *Noritake*



KATANA™ Zirconia

vom Erfinder des ML-Rohlings
das ORIGINAL

One for All

KATANA YML

Erhältlich in den Farben:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3, NW

	Höhe	Preis netto	
	14mm	€ 170,00 -10%	€ 153,00
	18mm	€ 205,00 -10%	€ 184,50
	22mm	€ 240,00 -10%	€ 216,00

KATANA STML

Erhältlich in den Farben:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3, NW

	Höhe	Preis netto	
	14mm	€ 170,00 -20%	€ 136,00
	18mm	€ 205,00 -20%	€ 164,00
	22mm	€ 240,00 -20%	€ 192,00

PANAVIA V5




PANAVIA™ V5


Artikel	Preis netto	
PANAVIA V5 Paste (Universal (A2)), 4,6mL	#3611-EU	€ 149,80
PANAVIA V5 Paste (Opaque), 4,6mL	#3615-EU	€ 149,80
Tooth Primer, 4mL	#3635-EU	€ 69,50
Clearfil Ceramic Primer Plus, 4mL	#3637-EU	€ 119,60
Alloy Primer, 5mL	#0064-EU	€ 79,60

YML *Yttria multi-layered*

Langspannige und komplexe Geometrien erfordern die höchstmögliche Festigkeit, ästhetische monolithische Restaurationen im Schmelzbereich und eine sehr hohe Transluzenz. Lange Zeit musste man sich für eine der beiden Eigenschaften entscheiden. Mit KATANA™ Zirconia YML ändert sich das: Dank seiner hohen Festigkeit im Bodybereich und der natürlichen Transluzenz im Schmelzbereich erfüllt das Material die Voraussetzungen für ein unbegrenztes Indikationsspektrum. Es basiert auf einer neuen Multi-Layer-Technologie mit neu entwickelten, unterschiedliche Yttriumoxid-Konzentrationen enthaltenden Rohmaterialien, die in eine vierschichtige Farbstruktur integriert wurden. Dadurch bietet KATANA™ Zirconia YML einen nahtlosen Farbsättigungs-, Transluzenz- und Festigkeits-Verlauf, der die einfache Herstellung qualitativ hochwertiger, natürlich erscheinender Restaurationen ermöglicht – monolithische langspannige Brücken inklusive



Darstellung des Farbverlaufs



(Prozentualer Anteil der einzelnen Schichten im Rohling)

Messbedingungen: Beurteilung nicht eingefärbten Materials (weiß).

1 Gemäß ISO 6872: 2015, Größe des Prüfkörpers: 3 x 4 x 40 mm

2 Gesamtlichtdurchlässigkeit, Lichtquelle: D65, Stärke des Prüfkörpers: 1,0 mm

Quelle der Daten: Kuraray Noritake Dental Inc. Der Wert variiert je nach Rahmenbedingungen.




YML Yttria multi-layered

Verarbeitungshilfe Gebrauchsanweisung beachten.




	Temp.1	Heizrate °C min	Temp.2	Heizrate °C min	Temp.3	Heizrate °C min	Temp.4	Haltezeit	Abkühlung °C min	Öffnen
Speed 1	RT	120°C	1.450°C	10°C	1.600°C	–	–	20 min	-120°C	800°C
Speed 2	RT	50°C	1.400°C	4°C	1.500°C	10°C	1.560°C	16 min	-50°C	800°C
Empfohlen	RT	10°C	1.550°C	–	–	–	–	120 min	-10°C	RT

MINIMUM WALL THICKNESS OF ZIRCONIA



RELATION BETWEEN SETTING POSITION AND CROSS-SECTION




3 UNITS OR LESS Connector cross-section area can be placed in any layer.
A The maximum number of pontics is one. Not suitable for a cantilevered bridge.


4 UNITS OR MORE At least 50% of the connector cross section should be positioned in the bottom (lower) half of the disc.

B The maximum number of pontics between two abutments (teeth) should not exceed two.
For cantilever bridge, keep the number of pontics at one. In this case, the connector cross-section must be at least 12 mm².


Vorbehandlung der Restauroberfläche



Vorbehandlung des Stumpfs



Einsetzen der Restauration



JUST COLOUR

ESTHETIC COLORANT FÜR KATANA™ ZIRCONIA



PRÄPARATION

Reinigen der Restauration.



EINFÄRZEN

Auftragen der gewünschten Esthetic Colorant Effektflüssigkeiten auf die Restauration.



TROCKNEN

Trocknen bei 80 bis 200°C für mindestens 30 Minuten. Um den Kontakt mit Metall zu vermeiden, empfiehlt sich die Verwendung eines Keramik-Trays.



NEU

SINTERN

Sintern der Restauration.

FERTIGSTELLUNG

Fertigstellung der Restauration nach dem Sintervorgang: Beispielsweise durch Polieren, Glasieren oder Schichten mit Verblendkeramik.




ESTHETIC COLORANTS EFFEKTFARBEN

Farben für Außenapplikation



ESTHETIC COLORANTS LICHTBLOCKER

Lichtblocker für Innenapplikation (im Lumen)



	Einheit	Preis netto
Esthetic Colorants EFFEKTFARBEN, diverse Farben (Außen), à 12mL	€	34,40
Esthetic Colorants LICHTBLOCKER, 'White' oder 'Opaque' (Innen), à 12mL	€	34,40
Esthetic Colorants, ganzes Set mit allen Farben und Blockern, 12x à 12mL	€	412,80
Liquid Brush Pen	€	9,50



Auftrag Lichtblocker 'Opaque'



Nach dem Auftragen



Nach dem Sintern




Metallstumpf



KATANA YML A2
+ Metallstumpf



KATANA YML A2
+ Metallstumpf
+ Lichtblocker 'Opaque'



Kurzanleitung für CZR FC-Pastenmal Farben/glasuren:

Nach dem erstmaligen Öffnen der Döschen bitte die abgesetzte Flüssigkeit mit einem Spatel bis zum Erreichen einer cremigen Konsistenz einrühren. Fügen Sie hierfür keine weitere Flüssigkeit hinzu. Sofern Sie für das Auftragen der Glasurmassen eine dünnflüssigere Konsistenz wünschen, mischen Sie diese außerhalb des Döschens auf einer Anmischplatte mit ES-Liquid.

Die FC-Pasten glasieren in einem breiten Temperaturspektrum, womit sie sich hervorragend eignen um auf einer großen Anzahl an Untergründen eingesetzt zu werden. Passen Sie bitte die Brennparameter entsprechend Ihres Substrates an (siehe Tabelle).

Falls Sie monolithische Restaurationen direkt auf Zirkon glasieren möchten, empfiehlt es sich, zuerst eine dickere Schicht (30µm) Glasur (Clear Glaze oder Glaze) aufzutragen und diese mit einem Brand zu fixieren, um danach bei einem 2. Brand das Chroma wie gewünscht mit Malpasten zu verändern. Danach wahlweise polieren.

Pastenmal Farben & Glasur

kuraray *Noritake*




Brandführung FC-Pastenmal Farben	Trocknen		Vakuum		Temperatur			Abkühlen	
	min	°C	von	bis	Rampe	°C	min	min	°C
Monolithische Glasur, auf Zirkon	5	500	600	750	45	750	1	4	500
Glasur auf Schichtkeramik (CZR hochschmelzend)	5	600	-	-	45	910	-	4	600
Glasur auf niederschmelzender Keramik, CZR LF	5	600	-	-	45	840	-	4	600

Flüssigkeit
ES-Liquid
ES-Liquid
ES-Liquid

CZR FC PASTEN



	Einheit	Preis netto
Glasurpasten (2 Varianten), à 5g	€	83,50
Malpasten (diverse Farben), à 3g	€	51,70
ES-Liquid, 10mL	€	6,00



BRENNTRÄGERPASTE



Artikel	Einheit	Preis netto
8505	1 Spritze à 12m	€ 20,60

Anwendungsgebiete:

- stabilisiert selbst schwierige Keramikarbeiten beim Brennvorgang

Vorteile:

- rückstandslos entfernbar, nur ein Druckluftstoß reicht
- kein lästiges Herauskratzen oder Sandstrahlen nach dem Brennvorgang
- keine Trocknungszeit

DIAMANT POLIERPASTE



Artikel	Einheit	Preis netto
P8076	1 Dose à 30mL	€ 59,98


Anwendungsgebiete:

- Keramik-Zirkonpolierpaste, auch für E.max geeignet


Vorteile:

- extra hoher Diamantkorn-Anteil
- schnell zum Ergebnis


Shade Base Stain Haftverbund



Opacious Body Opak-Dentin



Body Dentin




Brandführung, CZR hochschmelzend	Trocknen		Vakuum		Temperatur		Abkühlen		
	min	°C	von	bis	Rampe	°C	min	min	°C
Waschbrand (Shade Base Stain)	5	700	700	1090	65	1090	1	4	600
Dentinbrand (CVx, OBx, Bx, Ex)	7-10	600	600	930	45	930	1	4	600
Interne Malfarben	5	600	-	-	50	900	-	4	600
Schmelzbrand (LT1, Creamy Enamel ...)	7-10	600	600	930	45	930	1	4	600
Glanzbrand (ohne Glasur)	5	600	-	-	50	930	0,5	4	600
Glasur mit Pastenmalfarben (auf CZR Keramik)	5	600	-	-	45	910	-	4	600
Korrekturbrand (AD-T ...)	5	600	-	-	45	880	-	4	600

Flüssigkeit
IS-Liquid
Ceram Fluid
IS-Liquid
Ceram Fluid
-
ES-Liquid
Ceram Fluid



Enamel

10g / 50g / 200g



Incisal-Dentin

Luster/Transpa Schmelzmasse

10g / 50g / 200g



Tissue

10g / 50g




Zahnfleischmasse

Cervical

10g / 50g / 200g



Halsmasse




Add-On

10g / 50g



Korrekturmasse



Modifier



10g / 50g

Effektmassen



Internal Stain Interne Malfarben

3g



Bitte beachten Sie, dass gedruckte Farben von tatsächlichen Farben abweichen können.

Farbkombinationstabelle	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Shade Base Stain	SSA1	SSA2	SSA3	SSA3.5	SSA4	SSB1	SSB2	SSB3	SSB4	SSC1	SSC2	SSC3	SSC4	SSD2	SSD3	SSD4
Cervical	-	CV-1 + A2B 1:2	CV-1 + A3B 1:1	CV-1 + A3.5B 1:1	CV-1	-	CV-2 + B2B 1:2	CV-2 + B3B 1:1	CV-2	-	CV-3 + C2B 1:2	CV-3 + C3B 1:1	CV-3	CV-4 + D2B 1:2	CV-4 + D3B 1:1	CV-4
Opacious Body	OBA1	OBA2	OBA3	OBA3.5	OBA4	OBB1	OBB2	OBB3	OBB4	OBC1	OBC2	OBC3	OBC4	OBD2	OBD3	OBD4
Body	A1B	A2B	A3B	A3.5B	A4B	B1B	B2B	B3B	B4B	C1B	C2B	C3B	C4B	D2B	D3B	D4B
Enamel	E2	E2	E3	E3	E3	E1	E2	E3	E3	E2	E3	E3	E3	E2	E3	E3
Luster	LT1	LT1	LT1	LT1	LT1	LT1	LT1	LT1	LT1	LT1	LT1	LT1	LT1	LT1	LT1	LT1



BRIEGEL

Gipse & Spezialitäten rund ums Labor

Mit der Firma Briegel Dental aus Deutschland verbindet uns seit einigen Jahren eine überregionale Partnerschaft, die es uns erlaubt den österreichischen Markt mit deren Sortiment - zu aktuellen Onlineshop-Preisen - zu beliefern.

Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand ... Sie stöbern im Briegel Katalog, bzw. Onlineshop und ordern bei uns. Wir kümmern uns um den Import der Ware und die Abwicklung der Sendung bis zu Ihnen. Sie bekommen nur eine Rechnung mit österreichischer MwSt, ganz ohne UID-Nummer.

	BioFixSpeed	BioFixN	BioFixSPlus	BioDurSpezial	PolyGranit	BioStone	RockSpezial
Anwendung	Artikulation	Artikulation	Artikulation	Gegenbiss/Universal	Spezialgips	Modell/Universal	Stumpf/Zahnkranz
Gebinde	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Klasse	Typ II	Typ II	Typ III	Typ III	Typ III-IV	Typ IV	Typ IV
Anmischverhältnis	100 g : 50 mL	100 g : 40 mL	100 g : 30 mL	100 g : 30 mL	100 g : 30 mL	100 g : 23 mL	100 g : 20-22 mL
Anmischzeit	15 sec manuell	15 sec manuell	15 sec manuell	30 sec Vakuum	15 sec Vakuum	30 sec Vakuum	30 sec Vakuum
Verarbeitungszeit	1-2 min	2-3 min	1,3-2,3 min	4-6 min	3-5 min	5-6 min	4-5 min
Entformbar nach	ca. 10 min	ca. 15 min	ca. 15 min	ca. 30 min	ca. 25-30 min	ca. 25 min	ca. 25 min
Härte nach 2h	40 N/mm ²	50 N/mm ²	60 N/mm ²	140 N/mm ²	130 N/mm ²	230 N/mm ²	300 N/mm ²
Härte nach 24h	60 N/mm ²	70 N/mm ²	80 N/mm ²	140 N/mm ²	160 N/mm ²	250 N/mm ²	320 N/mm ²
Expansion 2h	<0.03 %	<0.03 %	<0.03 %	<0.08 %	<0.10 %	<0.08 %	<0.08 %
Farben/Artikelnummern	843 reinweiß	842 naturweiß	841+ schneeweiß	835-1 blau 837-1 weiß 836-1 gelb 836-2 lila	838 mintgrün	882 pastellgelb 885 goldbraun 888 grün 880 lila	902 pastellgelb 901 goldbraun 903 grau 904 apricot
Preis	54,98	54,98	54,98	43,98	59,98	79,98	109,98



KUNSTSTOFFPOLITUR & SCHWABEL

22920
Schwabel für Poliermotor



22913
Schwabel für Handstück

22919
Politurpaste DORIS



Artikel	Einheit	Preis netto
---------	---------	-------------

22919	Kunststoffpolitur DORIS, 100 mL	€ 24,83
--------------	---------------------------------	---------

22913	Schwabel für Handstück, 3 Stk.	€ 14,38
--------------	--------------------------------	---------

22920	Schwabel für Poliermotor, 1 Stk.	€ 16,38
--------------	----------------------------------	---------

SCANSPRAY

**0014**

Helling Scanspray, 400mL
,wirtschaftlich'

0004

Scanspray, 75mL
,extrafein'

Artikel

Einheit

Preis netto

0014

,wirtschaftlich' 1 x 400mL - weiß

€ 24,89

0004

,extrafein' 1 x 75mL - weiß

€ 15,48

Anwendungsgebiet:

,wirtschaftlich' - zum Scannen von Modellen
,extrafein' - zum Scannen von schwierigen Stellen

Vorteile:

- für ein optimales Scanergebnis
- entspiegelt alle Oberflächen
- für optische Aufnahmen bei Restaurationen
- universell für alle CAD/CAM Systeme geeignet

STUMPFVERSIEGLER MS1



Der **Stumpfersiegler** und Modellhärter MS1 schützt die Präparationsgrenzen vor Beschädigung.

Vorteile:

- 0µm Schichtstärke für präzise Restaurationen
- trocknet in nur 15 Sekunden vollständig

Artikel

Einheit

Preis netto

7169

Pinselflasche à 30mL

€ 17,98

KERAMIK-ISOLIERUNG MS3



Die **Isolierlösung** MS3 isoliert sowohl Keramik, als auch Komposit, Gips und Wachs.

Vorteile:

- 0µm Schichtstärke
- trocknet in nur 10 Sekunden vollständig
- ölfrei für lebendige Keramiken

Artikel

Einheit

Preis netto

7180

Pinselflasche à 30mL

€ 17,98

HYBRID DIAMANT GUMMI PINK



10100409
Flamme
3 Stk.

10100410
Rad klein
3 Stk.

10100412
Linse groß
1 Stk.

10100413
Rad groß
1 Stk.

Artikel	Einheit	Preis netto
10100409	Flamme, 3 Stk.	€ 29,98
10100410	Rad klein, 3 Stk.	€ 39,98
10100412	Linse groß, 1 Stk.	€ 39,98
10100413	Rad groß, 1 Stk.	€ 39,98

Vorteile:

- vereint die Eigenschaften eines Zirkonsteines und eines Diamantpolierers
- bestens geeignet für Zirkon (Ränder bearbeiten und ausdünnen)
- mit einer geringen Drehzahl von ca. 12.000 Umdrehungen tolle Ergebnisse
- für E.max und Keramik geeignet
- auf Zirkon können Sie mit dem großen Rad einfach Cutbacks anfertigen
- abrasiv und glättend zugleich

PANTHER DIAMANT GUMMI LILA



10100401
Flamme
3 Stk.

10100407
Rad klein
3 Stk.

10100405
Linse groß
1 Stk.

10100403
Linse klein
3 Stk.

Artikel	Einheit	Preis netto
10100401	Flamme, 3 Stk.	€ 24,98
10100407	Rad klein, 3 Stk.	€ 64,98
10100405	Linse groß, 1 Stk.	€ 34,98
10100403	Linse klein, 3 Stk.	€ 72,00

Vorteile:

- zur Bearbeitung von Girlanden, cervikalen Randzonen, Konturen, Schneidekanten und Oberflächen jeder Vollkeramik
- perfekte Oberfläche für den Antagonistenschutz
- sehr lange Standzeit
- sofort einsetzbar
- abgestimmte Formenauswahl
- abrasiv und glättend zugleich

CERAM FLUID



Artikel	Einheit	Preis netto
100735	1 Flasche à 250mL	€ 34,83

Keramikmischflüssigkeit für hoch- und niederschmelzende Keramiken

Vorteile:

- tolles Stehvermögen der Keramiken & gleichmäßigere Durchtrocknung
- verhindert schnelles Austrocknen
- brillantere Farbergebnisse
- sahnige Konsistenz
- auch für Presskeramik geeignet

wolfram.dental

Ihr österreichisches Familienunternehmen - seit 1972

Wolfram Dental GmbH

Kasten 157

A-3072 Kasten bei Böheimkirchen

Tel: 0043 2744 56034

Fax: 0043 2744 5603420

Mail: office@wolfram-dental.at

UID: ATU57236468

Preise gültig bis auf Widerruf
Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten

